

MACRO CENTRIFUGA GIUMELLI® Z-29 CLÁSICA Campana de acero con cierre a pestillo, base de aluminio fundido, con tratamiento epoxi en su pintura.

Motor a inducción con escobillas (carbones), montado sobre soporte flotante de goma, lo que brinda un excelente auto balanceo. Variador electrónico de velocidad de 500 a 3500 rpm. R eloj mecánico de 30 minutos.

Alimentación 220V 50Hz.

Garantía: 12 meses.

Amplia variedad de cabezales oscilantes y ángulos fijos: **Oscilantes:** 16x15ml, 24x15ml, 30x15ml, 48 de hemólisis o khan, 4x50ml, 6x50ml.

Ángulos fijos:

16x15ml, 24x10ml, 30 de hemólisis, 36 de khan, 4x50ml, 6x50ml.

{youtube}dH7VYVg3dtY{/youtube}
