

Macro Centrifuga marca GIUMELLI Modelo Z-8

Excelente equipo de dimensiones mas chica de la convencional Z-29, apta para 8 tubos

Reloj mecánico de 30 minutos.

Control electrónico de velocidad.

Velocidad entre 700 y 3000 RPM.

Cabezal oscilante o cabezal Fijo (A consultar stock)

Provista con 8 porta tubos de 15 cm con adaptadores hemolisis y Kham

Induastria Argentina

Alimentación 220V

Garantia 1 año

{AG}Giumeli_Z-8{/AG}