

Autoclave Arcano LS-B75L Vertical Eléctrico Tipo Chamberland 75L Con Timer y Alarma.

Características técnicas



Máxima presión de trabajo: 0.23 mPa.

Máxima temperatura de trabajo: 134°C.

Precisión:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

Rango de ajuste de temperatura: 105-134°C.

Capacidad: 75 litros.

Dimensiones de la cámara: 400x600mm.

Dimensiones del equipo: 560x560x980mm.

Potencia: 4500W (IMPORTANTE: se recomienda a los usuarios conectar este equipo en una línea eléctrica reforzada independiente, con descarga a tierra).

Alimentación: 220V 50HZ.

Peso: 70 Kg.

Para esterilización de material de laboratorio.

Estructura de acero inoxidable.

Calentamiento del agua de la cámara por resistencia eléctrica.

Montado sobre ruedas para facilitar su transporte.

Provista de alarma sonora por falta de agua y alarma por terminación del proceso.

De fácil uso y mantenimiento.

Incluye timer, cierre tipo Chamberland, válvula de escape y manómetro.

Cumple con normas CE.

Garantía 1 año.