

Cámara De Video 5.0 Megapixels.



#### Características técnicas

Dispositivo de imagen: CMOS 1/2.5"

Velocidad máxima de enfoque: 8fps (2592x1944) y 30fps (640x480)

Megapíxeles: 5.0 MP; resolución: 2592x1944

Tamaño de píxeles: 2.2um x 2.2um

Montaje del lente: C y CS (incluye anillo de adaptación)

Sistema de escaneado progresivo

Filtro RGB Bayer Pattern

Salida RGB 8bit

Cámara de pequeño tamaño, ergonómica, liviana, de alta definición, con cable USB incorporado. Diseñada para ser conectada a un puerto USB 2.0

Incluye: Software; cable USB de 2 metros

Requerimiento mínimos del sistema: Intel Pentium 1.6 GHZ, HDD 2GB disponible, RAM 1GB (2GB recomendado), WinXP (SP3) o más, USB 2.0.

Garantía 6 meses