

Placa de petri 55 x 14 mm  
Material Poliestireno  
Marca Deltalab

Presentación en bolsas cerrada por 15 unidades  
Codigo 200201 Aseptico  
Codigo 200201.B Esteril por radiación



### Placas Petri 55 x 14 mm

Fabricadas en poliestireno. Con cuatro vientos.  
Presentadas en bolsas cerradas por calor de 15 unidades.  
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.  
El código **200201** es aséptico.  
El código **200201.B** es estéril por radiación.

código	características	estéril	cantida caja
<b>200201</b>	Ø 55 x 14 mm	no	80 x 1
<b>200201.B</b>	Ø 55 x 14 mm	<b>RADIACIÓN</b>	80 x 1

