

Placa de petri 55 x 14 mm
Material Poliestireno
Marca Deltalab

Presentación en bolsas cerrada por 15 unidades
Codigo 200201 Aseptico
Codigo 200201.B Esteril por radiación



Placas Petri 55 x 14 mm

Fabricadas en poliestireno. Con cuatro vientos.
Presentadas en bolsas cerradas por calor de 15 unidades.
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.
El código **200201** es aséptico.
El código **200201.B** es estéril por radiación.

código	características	estéril	cantida caja
200201	Ø 55 x 14 mm	no	80 x 1
200201.B	Ø 55 x 14 mm	RADIACIÓN	80 x 1

